

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti Facteur H Du Complément Pour Wb, Elisa - P08603

Numéro d'article: CM0009954



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le facteur H du complément humain (CFH), validé pour WB et ELISA. Masse moléculaire 139 kDa. Idéal pour l'étude de la régulation du complément, de l'immunité innée et des pathologies associées.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Facteur H du complément mAb lapin                                                                                                                               |
| Remarques / Alias            | FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H                                                                             |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                                          |
| Identifiant génique (Humain) | 3075                                                                                                                                                            |
| Identifiant génique          | 3075                                                                                                                                                            |
| Immunogène                   | Peptide synthétique   Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du facteur H du complément humain (P08603). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                                           |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                           |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée           | Humain                                                                                                                                                          |
| SWISS                        | P08603                                                                                                                                                          |
| Poids protéique              | 139 kDa                                                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                                    |