

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur H Du Complément Pour Wb - P08603

Numéro d'article: CM0017931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur H du complément, un inhibiteur soluble clé de la voie alternative du complément. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire prévu 139kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur H du complément Lapin pAb
Remarques/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Facteur H du complément
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3075
ID de gène	3075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du facteur H du complément humain (NP_004485.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08603
Poids de la protéine	139kDa
Expédition	Sac de glace