

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur H Du Complément Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

Numéro d'article: CM0022488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur H du complément humain (CFH), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit en cross-réaction avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la voie alternative du complément et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-facteur H du complément
Remarques/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Facteur H du complément
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3075
ID du gène	3075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-323 du facteur H du complément humain (NP_000177.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08603
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace