


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Comt Pour Wb Et Elisa - P21964

Numéro d'article: CM0010150



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le COMT humain (catéchol O-méthyltransférase), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Poids moléculaire prédit 30 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COMT Lapin mAb
Remarques/Alias	HEL-S-98n; COMT
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1312
ID de Gène	1312
Immunogène	Peptide Synthétique; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du COMT humain (P21964).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P21964
Poids de la Protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace