


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Comt Pour Wb, Elisa - P21964

Numéro d'article: CM0027828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la COMT humaine (Catéchol O-méthyltransférase), réactif avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des catécholamines et la dégradation des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COMT Lapin pAb
Remarques/Alias	HEL-S-98n ; COMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1312
GeneID	1312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-221 de la COMT humaine (NP_009294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21964
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace