


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Comt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Numéro d'article: CM0021102



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la catéchol O-méthyltransférase (COMT) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des neurotransmetteurs - P21964.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] COMT Rabbit pAb
Remarques / Alias	HEL-S-98n; [Validé KD] COMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1312
GeneID	1312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51 à 271 de la COMT humaine (NP_000745.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21964
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sachet de glace