


Anticorps Monoclonal Anti-Connexine 43 Pour Wb Et Elisa - P17302

Numéro d'article: CM0007044



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Connexine 43 validé pour WB, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine alpha-1 des jonctions communicantes, clé pour la signalisation intercellulaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Connexine 43 Lapin mAb
Remarques/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexine 43
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2697
GenelD	2697
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-382 de la Connexine 43 humaine (NP_000156.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17302
Poids Protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace