


Anticorps Polyclonal Anti-Connexine 43 Pour Wb, Elisa - P17302

Numéro d'article: CM0023271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Connexine 43 humaine (Cx43/GJA1). Adapté pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biologie des jonctions gap et l'immunité innée antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Connexin 43 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2697
GeneID	2697
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 283-382 de la Connexine 43 humaine (NP_000156.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17302
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sachet de glace