


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Connexine 43 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17302

Numéro d'article: CM0013551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Connexine 43 humaine (Cx43, GJA1). Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions communicantes, le cœur et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Connexine 43
Remarques/Alias	HSS ; CMDR ; CX43 ; EKVP ; GJAL ; ODDD ; AVSD3 ; EKVP3 ; HLHS1 ; PPKCA ; Connexine 43
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2697
ID du gène	2697
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 233-382 de la Connexine 43 humaine (NP_000156.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17302
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace