


Polymab® De Lapin Anti-Connexine 43 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

Numéro d'article: CM0006324



Introduction

Connexine 43 PolymAb® de lapin (P17302) pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Anticorps monoclonal de haute qualité pour la recherche sur les jonctions gap et l'immunité innée. Matière première fiable pour le diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Connexine 43 PolymAb® de lapin
Remarques / Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2697
GenelD	2697
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-382 de la Connexine 43 humaine (NP_000156.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17302
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace