

Anticorps Monoclonal Anti-Contactin 2 Pour Wb Et Elisa - Q02246

Numéro d'article: CM0010416



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Contactine-2 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris. Convient à la recherche en neurosciences sur les domaines axonaux et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Contactine 2
Remarques/alias	AXT ; TAX ; TAX1 ; FAME5 ; TAG-1 ; Contactine 2
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	6900
ID du gène	6900
Immunogène	Peptide synthétique - peptide synthétique correspondant à une séquence située parmi les acides aminés 1 à 100 de la Contactine 2 humaine (Q02246).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q02246
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace