

Anticorps Monoclonal Anti-Copa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53621

Numéro d'article: CM0003629



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant ciblant COPA (alpha-COP, sous-unité alpha du coatomère). Validé pour Western blot, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le trafic intracellulaire et les vésicules COPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COPA Lapin mAb
Remarques/Alias	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1314
GeneID	1314
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du COPA humain (P53621).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53621
Poids Protéique	138kDa
Expédition	Sac de glace