

Anticorps Polyclonal Anti-Copa Pour Wb Et Elisa - P53621

Numéro d'article: CM0021536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la COPA humaine (sous-unité alpha du coatomère). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier le trafic des vésicules COPI et la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	COPA Lapin pAb
Remarques/Alias	AILJK ; HEP-COP ; alpha-COP ; COPA
Espèce	Humain
GeneID	1314
Immunogène	Peptide synthétique (aa 550-650 de la COPA humaine, NP_001091868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P53621
Poids moléculaire de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace