

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Copb2 Pour Wb, Elisa - P35606

Numéro d'article: CM0002348

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre COPB2, validé pour Western blot et ELISA. Détecte la COPB2 humaine et murine (sous-unité bêta' du coatomère) impliquée dans le transport RE-Golgi, de 102 kDa. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire et les pathologies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPB2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	OPDD ; MCPH19 ; beta'-COP ; COPB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	9276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 657-906 de la COPB2 humaine (NP_004757.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35606
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sachet de glace