


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Copb2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35606

Numéro d'article: CM0030066



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant COPB2, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le COPB2 humain, murin, de rat (~102 kDa). Idéal pour étudier la fonction du complexe coatomère dans le trafic golgien et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin COPB2
Remarques/Alias	OPDD ; MCPH19 ; bêta'-COP ; COPB2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9276
ID du gène	9276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 657-906 du COPB2 humain (NP_004757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35606
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace