


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cope Pour Wb Et Elisa - O14579

Numéro d'article: CM0017304



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COPE humain (epsilon-COP), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier le transport par vésicules COPI et la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPE Rabbit pAb
Remarques/Alias	epsilon-COP ; COPE
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11316
GeneID	11316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-308 du COPE humain (NP_009194.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14579
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace