


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Copg1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

Numéro d'article: CM0017689



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COPG1 pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le COPG1 humain, souris et rat (sous-unité gamma du coatomère, ~98 kDa). Fiable pour la recherche sur le transport de l'appareil de Golgi et les vésicules COPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	COPG; COPG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22820
ID de gène	22820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 555-874 du COPG1 humain (NP_057212.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y678
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace