

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Copg2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Numéro d'article: CM0016527

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant COPG2 (gamma-2-COP), une sous-unité du coatomer impliquée dans le transport des vésicules golgiennes. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le transport rétrograde et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPG2 pAb de lapin
Remarques/Alias	2-COP ; gamma-2-COP ; COPG2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26958
GeneID	26958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 542 à 871 de la COPG2 humaine (NP_036265.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UBF2
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac réfrigérant