

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Copg2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Numéro d'article: CM0015880

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-COPG2 (pAb) de CamelBio est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et réagit avec le COPG2 humain, de souris et de rat. Il est idéal pour la recherche sur le complexe coatomère et le transport golgien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPG2 pAb de lapin
Remarques/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	26958
GenelD	26958
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 542 à 871 du COPG2 humain (NP_036265.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBF2
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace