

## Anticorps Polyclonal Anti-Cops2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61201

Numéro d'article: CM0027662



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COPS2 humain (sous-unité 2 du signalosome COP9) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le COPS2 humain, murin et rat, un régulateur clé de la protéolyse médiée par l'ubiquitine. Idéal pour la recherche sur le cancer et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | COPS2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | CSN2 ; SGN2 ; ALIEN ; TRIP15 ; COPS2                                                                                        |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| Identifiant du gène (Humain)     | 9318                                                                                                                        |
| Identifiant du gène              | 9318                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 du COPS2 humain (NP_004227.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                            | P61201                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 52 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |