


Anticorps Polyclonal Anti-Cops3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uns2

Numéro d'article: CM0030559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COPS3 humain, une sous-unité du signalosome COP9 qui régule la dégradation dépendante de l'ubiquitine. Adapté pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le signalosome et les ligases cullin-RING.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CSN3 ; SGN3 ; COPS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8533
GeneID	8533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-423 de la COPS3 humaine (NP_003644.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNS2
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sachet de glace