


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cops3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Numéro d'article: CM0002684



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre la protéine humaine COPS3 (sous-unité 3 du complexe signalosome COP9). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et le signalosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPS3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8533
GeneID	8533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-423 de la protéine COPS3 humaine (Q9UNS2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNS2
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sachet de glace