


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cops6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Numéro d'article: CM0029756



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin COPS6 pour WB, IF/ICC, ELISA contre l'humain, la souris, le rat ; sous-unité 6 du signalosome COP9 de 36 kDa. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine, le signalosome et la déneddylation.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin COPS6
Remarques/Alias	CSN6 ; MOV34-34KD ; COPS6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10980
GeneID	10980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 58-327 du COPS6 humain (NP_006824.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L5N1
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace