


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cops7A Pour Wb, Elisa - Q9Ubw8

Numéro d'article: CM0025615



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COPS7A humain (CSN7a), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le signalosome COP9, la voie de l'ubiquitine et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPS7A Lapin pAb
Remarques/Alias	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50813
GeneID	50813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 du COPS7A humain (NP_057403.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBW8
Poids protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace