

Anticorps Polyclonal Anti-Cops8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99627

Numéro d'article: CM0015522



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin COPS8 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte COPS8 chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité 8 du signalosome COP9 pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPS8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	COP9 ; CSN8 ; SGN8 ; COPS8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10920
GeneID	10920
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-209 du COPS8 humain (NP_006701.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99627
Poids moléculaire de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace