

Anticorps Polyclonal Anti-Copz1 Pour Wb, If, Elisa - P61923

Numéro d'article: CM0013431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité zéta-1 du coatomère (COPZ1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient pour les échantillons humains et murins ; cible une protéine d'environ 20 kDa impliquée dans le transport Golgi-RE. Idéal pour la recherche en biologie moléculaire et diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécifications
Nom du produit	COPZ1 pAb de lapin
Remarques / Alias	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22818
GeneID	22818
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61923
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace