

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coq10B Pour Wb Et Elisa - Q9H8M1

Numéro d'article: CM0014635

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine COQ10B humaine (protéine de liaison à la coenzyme Q, homologue B de COQ10, mitochondriale). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COQ10B Lapin pAb
Remarques/Alias	COQ10B
Espèce	Humain
GeneID	80219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-150 de la protéine COQ10B humaine (NP_079423.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H8M1
Poids moléculaire de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace