

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coq3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzj6

Numéro d'article: CM0029810

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COQ3 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible l'O-méthyltransférase mitochondriale de la biosynthèse de l'ubiquinone. Réagit de manière croisée avec le COQ3 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquinone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COQ3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51805
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 369 du COQ3 humain (NP_059117.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ6
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace