


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coq7 Pour Wb Et Elisa - Q99807

Numéro d'article: CM0027974



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la COQ7 humaine (3-déméthoxyubiquinone 3-hydroxylase dépendante du NADPH), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biosynthèse de l'ubiquinone et la réponse au stress mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COQ7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Espèce	Humain
ID du gène	10229
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-217 de la COQ7 humaine (NP_057222.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99807
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace