

Anticorps Polyclonal Anti-Cor28 Pour Wb Et Elisa - Q8L983

Numéro d'article: CM0021097

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COR28 d'*Arabidopsis thaliana* pour Western blot et ELISA. Convient aux études sur l'horloge circadienne et le stress froid dans la recherche végétale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COR28 Rabbit pAb
Remarques / Alias	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	829544
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-170 de COR28 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_567946.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q8L983
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac isotherme