

Anticorps Polyclonal Anti-Corin Pour Wb, Elisa - Q9Y5Q5

Numéro d'article: CM0018035

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CORIN humain, adapté pour WB et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 1-110). Pour la recherche cardiovasculaire et sur les peptides natriurétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CORIN Lapin pAb
Remarques/Alias	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10699
ID de gène	10699
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du CORIN humain (NP_006578.2).
Source d'origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5Q5
Poids moléculaire	116kDa
Expédition	Sac de glace