

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coro1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31146

Numéro d'article: CM0026223

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CORO1A validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la coronine-1A humaine, de souris et de rat, une protéine de liaison à l'actine de 51 kDa impliquée dans la maturation des phagosomes et la motilité cellulaire. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les infections.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CORO1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	11151
Identifiant de gène	11151
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362-461 de la CORO1A humaine (NP_001180262.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31146
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace