


Anticorps Polyclonal Anti-Cortactine Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14247

Numéro d'article: CM0029247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cortactine humaine (EMS1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cortactine Rabbit pAb
Remarques / Alias	EMS1 ; Cortactine
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2017
GenelD	2017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-400 de la cortactine humaine (NP_005222.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14247
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace