

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cortactine Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14247

Numéro d'article: CM0008820



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre la Cortactine humaine (CTTN/EMS1), validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du cytosquelette d'actine et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cortactine mAb Lapin
Remarques/Alias	EMS1; Cortactine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2017
GenelD	2017
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Cortactine humaine (Q14247)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14247
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace