

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cortactine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14247

Numéro d'article: CM0017992



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-cortactine détecte la cortactine endogène (acides aminés 1-200) dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine, la migration cellulaire et l'invasivité tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cortactine pAb de lapin
Remarques / Alias	EMS1 ; Cortactine
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2017
ID du gène	2017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la cortactine humaine (NP_612632.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14247
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace