


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cotl1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

Numéro d'article: CM0029944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de type coactosine (COTL1/CLP), validé pour WB, IHC-P et ELISA sur humain, souris, rat. Cible la protéine de liaison à l'actine de 16 kDa et la protéine chaperonne 5LO. Idéal pour les études du cytosquelette et de la biosynthèse des leucotriènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COTL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLP; COTL1
Espèce	Humain
ID de gène	23406
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de COTL1 humain (NP_066972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14019
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace