


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Coup-Tfii/Nr2F2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P24468

Numéro d'article: CM0007431



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le COUP-TFII/NR2F2 humain (ARP-1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs nucléaires et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-COUP-TFII/NR2F2
Remarques/Alias	ARP1 ; ARP-1 ; CHTD4 ; NF-E3 ; SRXX5 ; SVP40 ; COUPTF2 ; COUPTFB ; TFCOUP2 ; COUPTFII
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7026
GeneID	7026
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 5 et 100 du COUP-TFII/NR2F2 humain (NP_066285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24468
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace