


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cox Iv Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13073

Numéro d'article: CM0003614



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la COX IV humaine (cytochrome c oxydase sous-unité 4 isoforme 1). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX IV Rabbit mAb
Remarques / Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1327
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13073
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace