


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox Iv Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

Numéro d'article: CM0004668



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre COX IV (COX4I1), validé pour le western blot, l'IP, l'immunofluorescence, l'IHC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la respiration mitochondriale et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-COX IV
Remarques/Alias	COX4 ; COXIV ; COX4-1 ; COXIV-1 ; MC4DN16 ; COX IV-1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1327
ID du gène	1327
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-98 de la COX IV humaine. (NP_001852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13073
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace