


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox Iv Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19783

Numéro d'article: CM0029255



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute spécificité ciblant COX IV (sous-unité 4 isoforme 1 de la cytochrome c oxydase) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la respiration mitochondriale et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX IV Lapin pAb
Remarques/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	1327
ID de gène	12857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-98 de la COX IV de souris (NP_001280488.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19783
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace