


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Numéro d'article: CM0007070



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité 1 de la cytochrome c oxydase (COX1). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Indispensable pour l'étude de la fonction de la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CoxI ; COX1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (souris)	17708
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 414-514 de la COX1 humaine (NP_904330.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00397
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant