

Anticorps Polyclonal Anti-Cox15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Numéro d'article: CM0014705

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COX15 humain, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème A, la fonction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX15 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1355
GenelD	1355
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 du COX15 humain (NP_510870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZN9
Poids moléculaire protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace