

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cox1/Ptgs1 Pour Wb, Elisa - P23219

Numéro d'article: CM0005166



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin COX1/PTGS1 validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée humaine et souris. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des prostaglandines, de la réponse inflammatoire et de l'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COX1/PTGS1 Lapin mAb
Remarques/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5742
ID de Gène	5742
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P23219
Poids Protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace