


Anticorps Polyclonal Anti-Cox2/Ptgs2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Numéro d'article: CM0017522



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COX2/PTGS2 humain (aa 375-604). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, la biosynthèse des prostaglandines et les domaines connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal Anti-COX2/PTGS2
Remarques / Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5743
GeneID	5743
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 375-604 de COX2/PTGS2 (NP_000954.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35354
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace