


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox2/Ptgs2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Numéro d'article: CM0009050



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le COX2/PTGS2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le COX2 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier l'inflammation, la synthèse des prostaglandines et les médiateurs pro-résolutifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-COX2/PTGS2
Remarques/Alias	COX2 ; COX-2 ; PHS-2 ; PGG/HS ; PGHS-2 ; hCox-2 ; GRIPGHS ; COX2/PTGS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5743
GeneID	5743
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 505-604 du COX2/PTGS2 humain (P35354).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35354
Poids moléculaire protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace