


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cox2/Ptgs2 Pour Wb - P35354

Numéro d'article: CM0005173



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le COX2/PTGS2 humain. Validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'inflammation, le cancer et les prostaglandines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COX2/PTGS2 mAc Lapin
Remarques/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5743
ID de Gène	5743
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35354
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace