


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox2/Ptgs2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

Numéro d'article: CM0024999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la COX2/PTGS2 de souris. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient aux études sur la biosynthèse des prostaglandines, l'inflammation et les voies de résolution. Immunogène : peptide synthétique situé dans les acides aminés 101-210.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin COX2/PTGS2
Remarques/Alias	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pghs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5743
GeneID	19225
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 101-210 de la COX2/PTGS2 de souris (NP_035328.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q05769
Poids Protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace