


Anticorps Monoclonal Anti-Cox5A (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Numéro d'article: CM0010766



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la COX5A humaine, une sous-unité du cytochrome c oxydase mitochondriale. Validé pour WB, IHC-P, IF et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-COX5A
Remarques/Alias	VA ; COX ; COX-VA ; MC4DN20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9377
GeneID	9377
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20674
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace