


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox5A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

Numéro d'article: CM0022173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la COX5A humaine, validé sur des modèles knockout. Convient pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte une protéine mitochondriale de 16 kDa. Idéal pour la recherche sur la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] COX5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	COX5A ; COX ; COX-VA ; VA ; sous-unité 5A de la cytochrome c oxydase ; 5A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9377
ID du gène	9377
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la COX5A humaine (NP_004246.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P20674
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Poche de glace