


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox5A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20674

Numéro d'article: CM0027234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COX5A validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le complexe IV mitochondrial. SWISS : P20674.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX5A Lapin pAb
Remarques/Alias	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9377
GeneID	9377
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du COX5A humain (NP_004246.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20674
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace